

## Einstellungen des Anzugsmoments für die Drehmoment-Ratsche

	von Hand dosiert	15 Ncm	20 Ncm	25 Ncm	30 Ncm	35 Ncm
<b>Camlog Conelog</b>	Implantat-Verschlusschraube, Gingivaformer, Abformpfosten	Prothetikschaube für Stegaufbauten	Keramik-Abutment Esthomic-Abutment Teleskop-Abutment Universal-Abutment Gold-Kunststoff-Abutment Logifit Abutment Stegaufbau (3,3mm) Kugelaufbau (3,3mm) Locator Aufbau (3,3mm)		Stegaufbau (3,8 - 6,0 mm) Kugelaufbau (3,8 - 6,0 mm) Locator Aufbau (3,8 - 6,0 mm)	
<b>Straumann</b>	Verschlusschrauben Gingivaformer, Abformpfosten, Okklusalschrauben	Provisoriumskappen, Custom Abutment (SCS-Okklusalschraube) Bone Graft-Sekundärteil				Sekundärteile, Okklusalschraube (Narrow Neck), Bone Graft-System -Basisschraube -Mukosazyylinder
<b>Bego Semados S/RI-Line &amp; Semados Mini-Line</b>	Implantat-Verschlusschraube, Gingivaformer, Abformpfosten CAD Positioner	Sub-Tec provisorischer Aufbau, Einheilpfosten individuell	Multi Plus System -Titan Aufbau -Universal Aufbau -Goldanguss Aufbau -Gold Stegbasis	Mini System -Wirobond MI Mini Pfosten konisch -Goldanguss Mini -Kugelkopf Mini -Wirobond MI Stgbasis Mini -Gold Stegbasis Mini	Sub-Tec Multi Pfosten, Sub-System -prov. Titanaufbau -BeCe Keramikpfosten -Titanpfosten konisch -Sub-Tec Plus Titan/Wirobond MI Aufbau -Universal Aufbau -Goldanguss -Titan/Wirobond MI Stegbasis -Locator -Kugelkopf -Magnetaufbau -CAD/CAM Titan Klebebasis	
<b>Friident Dentsply -Ankylos -Xive</b>	Implantat-Verschlusschraube, Gingivaformer, Abformpfosten	Ankylos: 1,0mm Schraubendr. Hex = 15 Ncm Xive: 0,9mm Hex = 14 Ncm 2,0mm Schlitz = 14 Ncm		Ankylos: 1,8mm Schraubendreher Hex = 25 Ncm Basisaufbauten (Stegaufbauten) Xive: 1,22mm Hex = 24 Ncm		
<b>Zimmer Dental</b>			Sekundärverschraubungen, Stegaufbauten		alle Abutments die direkt auf das Implantat verschraubt werden	
<b>Nobel Biocare</b>	provisorisches Kst.-abutment Kst.-kappe, Gingivaformer, Heilkappe	Prothetikschaube für die endgültige Versorgung, Provisorische Kappe Titan, Kugelkopf-Abutment 17 & 30 grad Neigung Multi-unit				alle anderen Abutments des Implant-systems von Nobel Biocare
<b>AstraTech</b>	Verschlusschrauben Gingivaformer, Abformpfosten, Einheilkappe	TempDisign,provisorische Abutments,Uni Abutment 20/45 grad,Cresco Insert 20/45 grad für das Astra Tech Implantat- System,Brückenschrauben,Cresco Brückenschraube	Schmal (3,5/4,0mm )Atlantis Abutment für Astra Implantate,ZirDesign,TiDesign,Profile BiAbutment,CastDesign,abgewinkeltes Abutment	Breit (4,5/5,0/5,0S)Atlantis Abutment für Astra Implantate,ZirDesign,TiDesign,Profile BiAbutment,CastDesign,abgewinkeltes Abutment,sowie alle Direct Abutment,Kugelkopfanter,Locator Abutment		

Alle Werte sind Herstellerangaben.