

BETRIEBSANWEISUNG



Gem. GefStoffV.

Betrieb/Abteilung:	Zahntechnik Peter Töllner GmbH OL • WHV • DEL						
Arbeitsplatz / Tätigkeit:	Büro & Boten	Arbeits-Vorber.	Keramik	Kunststoff	Kunstst.-Verbl.	Edelmetall	Modellguss
				X			




Gefahrstoffbezeichnung

PalaXpress Flüssigkeit

Gefahr für Mensch & Umwelt

 	Flüssigkeit & Dampf leicht entzündbar.
	Verursacht Hautreizung.
	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Kann Atemwege reizen.


Schutzmaßnahmen & Verhaltens-Regeln

 	Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberfl. Fernh. Nicht rauchen.
	Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel / Lüftungsanlagen / Beleuchtung verwenden.
	Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
	Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
	Besondere Behandlung (siehe Kennzeichnungsetikett).
	Unter Verschluss aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

Notruf: 112	Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver, KEIN Wasser verwenden.
	Bei Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

Erste Hilfe

	Einatmen: Frische Luft. Bei Unwohlsein ärztl. Hilfe hinzuziehen.
	Hautkontakt: Sofort mit Wasser & Seife waschen. Evtl. ärztl. Hilfe zuziehen.
	Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Arzt konsultieren.
	Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein ärztl. Hilfe zuziehen.
siehe Aushang schwarzes Brett im Treppenhaus	
Telefon:	0441 - 60 85 85

Sachgerechte Entsorgung

	Einbringen in die Kanalisation verhindern.
	Darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden.

Datum:	01.01.2020	Unterschrift:	
---------------	------------	----------------------	--