

# BETRIEBSANWEISUNG



Gem. GefStoffV.

<b>Betrieb/Abteilung:</b>	<b>Zahntechnik Peter Töllner GmbH   OL • WHV • DEL</b>						
<b>Arbeitsplatz / Tätigkeit:</b>	Büro & Boten	Arbeits-Vorber.	Keramik	Kunststoff	Kunstst.-Verbl.	Edelmetall	Modellguss
				X		X	






## Gefahrstoffbezeichnung

**Pattern Resin LS Liquid**

## Gefahr für Mensch & Umwelt

		Flüssigkeit & Dampf leicht entzündbar.
		Verursacht Hautreizungen.
		Kann allergische Hautreizungen verursachen.
		Kann die Atemwege reizen.
		Verursacht schwere Augenreizungen.
		Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## Schutzmaßnahmen & Verhaltens-Regeln


		Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.
		Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
		Unter Verschluss aufbewahren.
		Dichtschießende Schutzbrille.
		

## Verhalten im Gefahrfall

<b>Notruf:</b> <b>112</b>	Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver, Kein Wasser verwenden.
	Aus Sicherheitsgründen ungeeign. Löschm.: Wasser im Vollstrahl

## Erste Hilfe

**Vergiftungssympt. können nach Stunden auftreten. -> ärztl. Überwach. min. 48 h**

	Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
	Hautkontakt: Sofort mit Wasser & Seife waschen. Ärztl. Behandl. Zuführen
	Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Arzt konsultieren.
	Verschlucken: Mund ausspülen. Bei anhalt. Beschw. Arzt konsult.
siehe Aushang schwarzes Brett im Treppenhaus	
<b>Telefon:</b>	0441 - 60 85 85

## Sachgerechte Entsorgung

	Entsorgung durch Sonderabfall-Verbrennung in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
	Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

<b>Datum:</b>	01.01.2020	<b>Unterschrift:</b>	
---------------	------------	----------------------	--